



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLabLine neoVAQ-Absaugvorrichtung mit Vakuumpumpe, Flasche 4 Ltr

1.144,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **neoVAQ-Absaugvorrichtung Portable 4.0** vereint kompakte Bauweise mit hoher Kapazität. Sie zeichnet sich auf der einen Seite durch ihre kompakte Bauweise aus, durch die sie einfach mit Hilfe des Tragegriffes transportiert werden kann.

Gleichzeitig bietet sie mit 4 Litern die gewohnte Kapazität beim Abfallvolumen. Das Vakuumniveau und damit die Saugkraft am Absaughandgriff lässt sich über ein Drehknopf fein einstellen. Somit ist ein sensibles Absaugen von Flüssigkeitsüberständen gegeben. Die Schläuche lassen sich einfach über Schnellkupplungen am Deckel der 4 Liter Abfallflasche aus Polypropylen (PP) anschließen. Im Deckel der 4 Liter Abfallflasche befindet sich ein mechanischer Überlaufschutz, der verhindert, dass die abgesaugte Flüssigkeit aus der Flasche gelangt. Zusätzlich wird die Vakuumpumpe durch einen Sicherheitsfilter aus PTFE geschützt. Als Zubehör ist auch eine kunststoffummantelte Glasflasche mit Olivenanschlüssen verfügbar.

Sie ist ideal geeignet für Arbeiten in der Zellkultur, Mikrobiologie oder beim Absaugen von Flüssigabfällen in der Chemie.

- 4 Liter Abfallflasche aus PP, autoklavierbar
- Sicherheitsfilter: 0.45 µm Porengröße (PTFE)
- mit Schnellkupplungen
- mit Überlaufschutz in der Flasche

Komplett mit Handoperator, 1-Kanal und 8-Kanal Tip Aufsatz für Pipettenspitzen mit Abwurf.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-9360
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072029067
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	335 mm
Höhe	300 mm
Länge	245 mm
Tiefe	245 mm
Gewicht	7 kg
Spannung	240 V
Pumpen und Absaugsysteme Eigenschaften	mit Vakuumpumpe mit Sicherheitsfilter mit Sammelflasche
Anwendung Pumpe	Evakuieren/Absaugen
Druck MIN	30.0000 mbar abs.
Funktionsweise	elektrisch
Förderleistung MAX [l/Min]	20 l/Min
für DM Schlauch innen 1	5
Ersatzteil	2-9361 2-9362 6-0035 6-0036
Material Sammelflasche	Polypropylen (PP)
Typ Absaugvorrichtung/-system	mit Vakuumpumpe
Typ Anschluss Sammelflasche	Schlaucholive Schnellkupplung
Typ Pumpe	Absaugvorrichtungen und -systeme
Volumen Sammelflasche	4 l
für Medium	Flüssigkeiten Zellkulturen Wässrige Lösungen Zähflüssige Medien

