



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle Lösemittelpumpe Mini, 1,8 l/min, Anschluss GL45

524,05 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hochwertige Lösemittelpumpe Mini für alle gängigen organischen Lösungsmitteln wie z.B. Aceton, Isopropanol, Ethanol, Methanol etc. Einfaches Abfüllen von kleinen Mengen aus Flaschen und Kannen bis 5 Liter mit GL 45 Gewinde. Schlauch und Dichtung aus chemisch beständigem PTFE.

Adapter auf S 40, GL 38 und GL 32 als Zubehör erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-1092
Hersteller (Marke)	Bürkle
alte neoLab ArtikelNr.	2-2350
EAN	4058072270131
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Pumpen und Absaugsysteme Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Anwendung Pumpe	Fördern
Funktionsweise	mechanisch
Gewinde	GL 45
Material Dichtungen (benetzt)	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Pumpe (benetzt)	Edelstahl
Typ Anschluss Eingang	Schraubanschluss
Typ Pumpe	Kolbenpumpen. manuell (Fasspumpe)
für Fässer bis	5 l
für Medium	Flüssigkeiten

