



KNF Membran-Flüssigkeitspumpe LIQUIPORT® NF100KT.18S

Artikelbilder



Beschreibung

Membran-Flüssigkeitspumpe LIQUIPORT® NF 100 KT.18 S - Förderleistung von 0,2 - 1,3 l/min / Druckhöhe 10 mWS, Saughöhe 3 mWS - Selbstansaugend, trockenlaufsicher - Pumpenkopf in der Materialausführung PP - Membrane aus PTFE, Ventile aus FFKM - Druckhöhe auf Wunsch auch verfügbar für 60 mWS - Fördermenge manuell (Version S) einstellbar Technische Daten Anwendung Fördern von Flüssigkeiten Förderleistung (l/min) bei Wasser von 20 °C bei Förderhöhe Null 0,2 - 1,3 Druckhöhe (mWS) 10 Saughöhe (mWS) 3 Schlauchanschluss (mm) ID8 Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur +5 ... +40 °C Medientemperatur +5 ... +80 °C Gewicht (kg) 1,0 Abmessungen B x H x T (mm) 99 x 177 x 130 Material Pumpenkopf PP Membrane PTFE Ventile FFKM Zubehör Stativhalterung Bestell-Nr. 160474 Wandhalterung Bestell-Nr. 160473 Zubehör (optional): Schlauch (Material PE) 007857 Schlauch (Material PTFE) 007858

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KF-0262
Hersteller (Marke)	KNF
VGKL Nummer	566260010
EAN	4058072868307

