




neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Mini Drehschieberpumpe 4l/min.

266,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kleine, preiswerte **Drehschieberpumpe für nicht giftige, nicht brennbare und nicht explosive Gase**, arbeiten völlig ölfrei nach dem Rotationsprinzip.

Die Schieber sind aus Spezialkohle mit Standzeiten bis zu 10.000 Betriebsstunden (im Teillastbereich).

Das Pumpengehäuse besteht aus Edelstahl 1.4305.

- ölfreie Gase, keine Ventile
- weitgehend korrosionsbeständig gegen aggressive Gase
- geeignet zum Einsatz unter extremen klimatischen Bedingungen von -30°C bis $+65^{\circ}\text{C}$
- Antrieb durch leistungsstarke Gleichstrom-Motoren, mit Litzen, Kugellager, Kohlebürsten, 2 Schlaucholiven 4 mm (Messing vernickelt)
- hohe Leistung, kleines Gewicht

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1500
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072071257
Breite	30 mm
Höhe	25 mm
Länge	59.6 mm
Tiefe	59.6 mm
Gewicht	98 g
Lautstärke	70 dB
Spannung	6 V
Pumpen und Absaugsysteme Eigenschaften	ölfrei
Anwendung Pumpe	Evakuieren/Absaugen
Druck MIN	50.0000 mbar abs.
Funktionsweise	elektrisch
Förderleistung MAX [l/Min]	4 l/Min
Leistung	5 W
Anzahl Stufen	1
Typ Anschluss Ausgang	Schlaucholive
Typ Anschluss Eingang	Schlaucholive
für DM Schlauch innen 1	4
Druck MAX	160.00 bar abs.
Typ Pumpe	Mini-Drehschieberpumpe
für Medium	Luft/Gase/Dämpfe

