




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Wiggens Drehschieberpumpe, 50 L/min

**833,95 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ölgedichtete **Drehschieber-Vakuumpumpen** sind in der Forschung und Produktion nicht mehr wegzudenken.

Sie können unabhängig voneinander eingesetzt werden und als Vorvakuum pumpen für Molekularpumpen oder Diffusionspumpen eingesetzt werden. Die direkt angetriebenen Drehschieberpumpen von Wiggens sind als ein- und zweistufige Versionen erhältlich und decken das Spektrum von Desktop-Laborpumpen bis hin zu Pumpen für die Produktionslinie ab.

Geringes Geräusch und stabile Arbeitstemperatur für gängige Spannungen und Frequenzen, lange Lebensdauer und hervorragende Zuverlässigkeit für chemische Synthesen.

Verschiedene Anwendungsbereiche können Vakuumdestillation, Vakuumfiltration, Vakuumprüfung, Vakuumgefrierdrying, Vakuumbeschichtung, Vakuumlecksuche, Vakuumverpackung, Vakuumadsorption usw. umfassen.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WI-1517
Hersteller (Marke)	Wiggins
alte neoLab ArtikelNr.	F-1000
EAN	4058072163266
HSNummer	8414100090
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Gewicht	7 kg
Lautstärke	59 dB
Spannung	230 V
Pumpen und Absaugsysteme Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Gasballast
Anwendung Pumpe	Evakuieren/Absaugen
Anzahl Stufen	1
Druck MIN	0.0250 mbar abs.
Funktionsweise	elektronisch
Förderleistung MAX [l/Min]	50 l/Min
Leistung	180 W
Typ Anschluss Ausgang	Schraubanschluss
Typ Anschluss Eingang	Schraubanschluss
Typ Pumpe	Drehschieberpumpen
für Medium	Luft/Gase/Dämpfe
Ölfüllung MAX	250 ml

