



Bürkle Hebelpumpe, gelb, Kolbenstange Edelstahl

Artikelbilder



Beschreibung

Die Hebelpumpe besteht aus Polypropylen mit einer Kolbenstange aus Edelstahl V2A (1.4301) und Dichtungen aus FKM. Mit dieser manuellen Hebelpumpe lassen sich ohne großen Kraftaufwand bedarfsgerechte Mengen aus Fässern entnehmen. Ideal für den

gelegentlichen Gebrauch. Einsatzbereiche der Hebelpumpe: Wasser, Schmierstoffe, leichte Öle, sowie wasserbasierte Chemikalien und leichte Säuren und Laugenlösungen. Mit integrierter Fassverschraubung für 1 1/4" und 2" Feingewinde Förderleistung 350 ml pro Hub Eintauchtiefe stufenlos variabel von 65–90 cm "Liste der Chemischen Beständigkeiten" beachten!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-1110
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bürkle
EAN	4058072270315
Nettogewicht	0.97000 kg
Ursprungsland	Taiwan
steril	Nein
Zolltarifnummer	84132000

