



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bürkle Fasspumpe PP, 300ml/Hub, R2" u. 3/4" außen, 84cm

36,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Kolbenpumpe für wässrige und petrochemische Produkte. Sie bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Kolbenpumpe wird mittels eines 2"- oder 3/4"- Fassgewindes auf dem Abfüllgebinde befestigt. Nach der Montage lässt sich die Pumpe weiterhin um ihre Achse drehen, so können Behältnisse zum Abfüllen auch auf dem Fassdeckel abgestellt werden. Polypropylen, Polyethylen, Dichtungen aus NBR Förderleistung einstellbar auf 100, 250, 350 und 500 ml pro Hub Für Behälter mit G 2" und G 3/4" Innengewinde Tauchrohrlänge 84 cm "Liste der Chemischen Beständigkeiten" beachten!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-1108
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bürkle
EAN	4058072270292
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.38000 kg
Ursprungsland	Taiwan
steril	Nein
Zolltarifnummer	84132000

