



KNF Kompressor N022AN.18 IP44

Artikelbilder

Beschreibung

Membran-Kompressor-Pumpe N022AN.18 nur für Überdruck-Anwendungen (z. B. Überdruckfiltration)
===== Bei Vakuumanwendungen (z. B. Vakuumfiltration, Absaugaufgaben, Entgasung, ...) empfehlen wir die Pumpe LABOPORT N816.3KT.18 -höhere Förderrate -deutlich besseres Vakuum -chemiefest, korrosionsbeständig -schmaler, platzsparender Aufbau -leise im Betrieb

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KF-0381
Hersteller (Marke)	KNF
EAN	4058072866822

