



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Handrefraktometer für Flüssigzucker, Marmeladen etc, 45-82% Brix

213,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Standard-Refraktometer zur Messung des Zuckergehalts in konzentrierten Fruchtsäften, Kondensmilch, Flüssigzucker und Marmeladen und für sehr dichte Produkte wie Konfitüren, Sirup, Konzentrate, Glukose, Melasse.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0107
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072027087
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	40 mm
Höhe	27 mm
Länge	140 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	0.22 kg
Optische Geräte Eigenschaften	mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)
Anzahl Skalen	1
Refraktometer misst	Zuckergehalt
Messgrößen Zuckergehalt	% Brix
Präzision	0.5% Brix
Refraktometer ist geeignet für	Flüssigzucker Fruchtsaft (konzentriert) Kondensmilch Glukose Konfitüre Sirup Marmelade Konzentrate Melasse
Skalenbereiche Zuckergehalt	45 bis 82% Brix
Typ Refraktometer	Handrefraktometer

