



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Handrefraktometer zur Frostschutzkontrolle und Batteriesäuretest

213,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ermöglicht die **Messung des Gefrierpunktes von Äthylen- und Propylenglykollösungen**.

Besonders geeignet zur Kontrolle des Ladezustandes bei Bleiakkus und zur Konzentrationskontrolle der Wärmetauschflüssigkeit in Kühlanlagen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0114
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072027117
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	40 mm
Höhe	29 mm
Länge	190 mm
Tiefe	190 mm
Gewicht	0.22 kg
Optische Geräte Eigenschaften	mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)
Anzahl Skalen	2
Refraktometer misst	Alkoholgehalt
Messgrößen Salzgehalt	sg
Präzision	5 °C 0.01 sg
Refraktometer ist geeignet für	Batterieflüssigkeiten Wärmetauschflüssigkeiten
Skalenbereiche Salzgehalt	0 bis -50 °C 1.15 bis 1.30 sg
Typ Refraktometer	Handrefraktometer

