



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Handrefraktometer für Salzkonzentration, 0-28% Brix Salinity

177,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Refraktometer **zur Bestimmung des Anteils an Natriumchlorid in Meerwasser** und in Lösungen von zubereiteten Speisen für eine Salzkonzentration bis zu 28 %, d.h. 28 g Salz in 100 g Lösung.

Geeignet **auch zur Kontrolle von Salzsolen und für Einlegflüssigkeiten** (Konservenindustrie).

Das Gerät ist auf den Brechungsindex von Natriumchlorid geeicht.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0110
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072027094
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	40 mm
Höhe	27 mm
Länge	160 mm
Tiefe	160 mm
Gewicht	0.2 kg
Anzahl Skalen	1
Refraktometer misst	Salzgehalt
Messgrößen Salzgehalt	% Brix Salinity
Präzision	0.2% Brix Salinity
Refraktometer ist geeignet für	Meerwasser Lösungen von zubereiteten Speisen mit Salzgehalt Salzsolen
Skalenbereiche Salzgehalt	0 bis 28% Brix Salinity
Typ Refraktometer	Handrefraktometer

