



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Handrefraktometer für schwache Salzkonzentration, 0-100‰

177,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Misst den Salzgehalt in schwacher Konzentration auf einer Tausendstel-Skala ‰.

Dieses einfach zu bedienende Refraktometer liefert schnell die direkte Messung der Salzdichte und des spezifischen Gewichts von Meerwasser.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0111
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072027100
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	40 mm
Höhe	27 mm
Länge	190 mm
Tiefe	190 mm
Gewicht	0.2 kg
Anzahl Skalen	1
Messgrößen Salzgehalt	sg
Präzision	0.001 sg
Refraktometer ist geeignet für	Meerwasser
Refraktometer misst	Salzgehalt
Skalenbereiche Salzgehalt	1.000 bis 1.070 sg 0 bis 100 ‰
Typ Refraktometer	Handrefraktometer

