



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN® Refraktometer ORT,000-1,7000

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

- Die Modelle der KERN ORT-1-Serie sind universelle, analoge Abbe-Refraktometer
- Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
- Die integrierte Skala ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungsbereichen und bietet die bestmögliche Sicherheit um die Messergebnisse genau ablesen zu können

Im Lieferumfang enthalten:

- Kalibrierlösung
- Kalibrierblock
- Pipette
- Schraubendreher
- Reinigungstuch
- digitales Thermometer
- Weiteres Zubehör ist optional erhältlich

Technische Daten:

- Gesamtabmessungen B×T×H 180×90×240 mm
- Nettogewicht ca. 1,95 kg

Anwendungsbereich: Industrie/Pharmazie/Labor

Das folgende Modell ist ein einfaches, jedoch äußerst zuverlässiges Abbe-Refraktometer mit Thermometer. Es sind flüssige, feste sowie pastöse Proben auswertbar. Dieses Refraktometer zeichnet sich durch seine Robustheit und seine einfache Handhabung aus. Optional erhältlich ist hierfür auch eine schöne Aluminium-Transport- und Aufbewahrungsbox. Gemessen wird der Brechungsindex nD.

Hauptanwendungsbereiche:

- Zuckerindustrie (Rohrzucker)
- Pharmazie
- Getränkeindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Chemieindustrie
- Ölindustrie/Raffinerien
- Labore
- Ausbildung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-5122
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105837801
EAN	4058072146740
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Hersteller	KERN
Typ Refraktometer	Handrefraktometer

