



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Hand Nass Trocken Sauger kabellos, inklusive Ladegerät

79,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der neoLab-Akku-Handstaubsauger saugt mühelos Staub und Flüssigkeiten. Die Laufzeit des 7,4 Li-Ionen Akkus beträgt ca. 18 Minuten. Mit leicht zu reinigendem Permanentfilter, Ladekontrollleuchte und Überlade- und Tiefentladeschutz. Mit Gummidüse und Fugendüse mit zusätzlichem Bürstenaufsatz. Die praktische Wandhalterung dient zur Aufbewahrung des Gerätes und als Ladestation.

Durch den integrierten Dauerfilter sind keine zusätzlichen Kosten für Beutel oder Filter erforderlich. Auf Wunsch ist ein Ersatzfilter (2-5048) zum Wechseln erhältlich.

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | 2-5049 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072086640 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Spannung | 12 V |
| Energieversorgung | Akku |
| Leistung | 10 W |
| Ersatzteil | 2-5048 |

