



Systec Autoklav VE-150

Artikelbilder

Beschreibung

Vertikaler Standautoklav Kammervolumen (Liter) Total / Nominal: 166/150 Kammermaße (mm) Ø x Tiefe: 500 x 750

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SX-0109
Hersteller (Marke)	Systec
VGKL Nummer	101291350
EAN	4066292307292
Ursprungsland	Deutschland
Volumen	150 Liter
Zolltarifnummer	84192000
DM Kammer	500 mm

