



Systemec Autoklav VE-40

Artikelbilder

Beschreibung

Vertikaler Standautoklav Kammervolumen (Liter) Total / Nominal: 45/40 Kammermaße (mm) Ø x Tiefe: 344 x 450

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SX-0101
Hersteller (Marke)	Systemec
VGKL Nummer	101291240
EAN	4066292307223
Ursprungsland	Deutschland
Volumen	40 Liter
Zolltarifnummer	84192000
DM Kammer	344 mm

