



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin SONOREX TECHNIK HA 40 Hobelkopfaufnahme

2.764,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Hobelkopfaufnahme ermöglicht die schnelle und gründliche Reinigung im SONOREX TECHNIK Ultraschallbad ohne Nachreinigung. Mithilfe des motorischer Achsantriebs wird die gesamte Schnittfläche durch das intensive Ultraschallfeld geführt. Dies erleichtert die Aufbereitung der Hobelköpfe und stellt eine stark reduzierte Verletzungsgefahr gegenüber manueller Reinigung dar. Eine passende Hobelkopfaufnahme kann problemlos an ein bestehendes SONOREX Ultraschallbad nachgerüstet werden. Dies führt zu einer deutlichen Zeit- und Kostenersparnis gegenüber der manuellen Reinigung. Empfohlenes Reinigungspräparat: TICKOPUR TR 13 oder bei leichten Verschmutzungen: TICKOPUR R 33 Rahmen und Hobelkopf-Aufnahmeachse sind aus Edelstahl 1.4301 gefertigt. Der Durchmesser der -Hobelkopf-Aufnahmeachse beträgt 1" (Rohr: Ø 33,7 × 3,2 mm), andere Aufnahmeachsen mit Ø 20 – 50 mm sind bei Bedarf einsetzbar müssen aber bauseits beigestellt werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die maximale Gesamtbelastung beträgt 80 kg. Die- Drehzahl der Antriebsrolle liegt bei ca. 1 U/min.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0751
Hersteller (Marke)	Bandelin
EAN	4058072509590
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Breite	615 mm
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	545 mm
Länge	715 mm
Badtiefe	545 mm

