



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin SONOREX TECHNIK MO 16.2 Oszillationseinrichtung

3.453,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die elektrisch betriebene SONOREX TECHNIK Oszillationseinrichtung MO ermöglicht die automatische Korbbewegung in Reinigungs- und Spülbad der Geräteserie SONOREX TECHNIK. Durch die Bewegung wird die Reinigungswirkung des Ultraschalls unterstützt und die angelöste Verschmutzung besser abgespült. Dies ermöglicht die Ultraschallreinigung von besonders stark verschmutzten und verkrusteten Teilen. Die Bewegung erfolgt mit einer Hubgeschwindigkeit von 10 Hübten pro Minute und einer Hubhöhe von 40 mm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0668
Hersteller (Marke)	Bandelin
EAN	4058072508586
Bruttogewicht	48
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	19.60000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	1.20000 m
Breite	500 mm
Verpackungstiefe	0.80000 m
Zolltarifnummer	84289090
Höhe	569 mm
Länge	365 mm
Badtiefe	569 mm

