



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bandelin SONOREX TECHNIK MO 40 Oszillationseinrichtung

**3.956,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die elektrisch betriebene SONOREX TECHNIK Oszillationseinrichtung MO ermöglicht die automatische Korbbewegung in Reinigungs- und Spülbad der Geräteserie SONOREX TECHNIK. Durch die Bewegung wird die Reinigungswirkung des Ultraschalls unterstützt und die angelöste Verschmutzung besser abgespült. Dies ermöglicht die Ultraschallreinigung von besonders stark verschmutzten und verkrusteten Teilen. Die Bewegung erfolgt mit einer Hubgeschwindigkeit von 10 Hüb pro Minute und einer Hubhöhe von 40 mm.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BL-0667
Hersteller (Marke)	Bandelin
EAN	4058072508579
Bruttogewicht	91
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	72.10000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Breite	450 mm
Verpackungsbreite	1.15000 m
Verpackungshöhe	1.24000 m
Verpackungstiefe	0.75000 m
Zolltarifnummer	84289090
Höhe	665 mm
Länge	560 mm
Badtiefe	665 mm

