



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bandelin SONOREX TECHNIK TO 210 Trogtrockner

**24.444,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Der Trogtrockner dient zum schnellen Trocknen von gereinigten und gespülten Werkstücken. Die über Heizelemente aufgewärmte Luft wird über optimal angeordnete Luftführungen gezielt auf das Trocknungsgut geleitet. Dadurch ist eine schnelle und intensive Trocknung möglich, besonders bei Materialien mit hoher Wasseranhaftung. Über das nach oben offene System wird stets ein geringer Teil des Umluftdurchsatzes ausgetauscht. Dadurch bleibt die Fähigkeit der Umluft erhalten, Feuchtigkeit aufzunehmen. Die gewünschte Trockentemperatur und Betriebszeit werden über die frontseitigen Regler eingestellt. Zusätzlich integriert ist eine Temperatur-Abschaltautomatik, welche die Heizelemente bei einer Überschreitung von 120 °C im Innenbereich ausschaltet. Der Trockner ist nach außen durch aluminiumbeschichtetes Fließ wärmeisoliert und muss in einem gut durchlüfteten Raum stehen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BL-0686
Hersteller (Marke)	Bandelin
EAN	4058072508784
Bruttogewicht	116
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	88.60000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	1.15000 m
Verpackungshöhe	1.10000 m
Breite	900 mm
Verpackungstiefe	0.80000 m
Zolltarifnummer	84193900
Höhe	800 mm
Länge	1000 mm
Badtiefe	800 mm
Volumen Wasserbad	244 l

