



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Bandelin Sonorex Digitec DT 1058 M
Ultraschallbad,, Innenmaß LxBxT
600x400x200/220+mm, Inhalt 23l, Ultraschall
max. 2400W**

**5.727,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hochleistungs-Ultraschallreiniger - digital - mit Temperaturanzeige und Zeiteinstellung Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche und leicht abwischbare Tastenbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Auf dem Anzeigedisplay lässt sich die verbleibende Reinigungsdauer übersichtlich ablesen. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Die zu Beginn des Reinigungsprozesses aktivierbare Entgasungsfunktion (Degas) verstärkt die Reinigungswirkung des Ultraschalls zusätzlich. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0085
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
EAN	4058072504298
Bruttogewicht	6.9
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	5.90000 kg
Volumen	46000 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.34000 m
Verpackungshöhe	0.34000 m
Breite	470 mm
Verpackungstiefe	0.34000 m
Verpackungsvolumen	0.71040000 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	400 mm
Länge	670 mm
Frequenz	35 KHz
Leistung	2400 W
Badtiefe	400 mm
Volumen Wasserbad	23 l

