



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## **Bandelin Sonorex Digitec DT 31 H Ultraschallbad, mit Heizung, Innenmaß LxBxT 190x85x60mm, Inhalt 0,6l, Ultraschall max. 160W**

**541,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

### **Product Images**



## Beschreibung

---

Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Heizung für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche und leicht abwischbare Tastenbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer und Badtemperatur. Auf dem Anzeigedisplays lässt sich die verbleibende Reinigungsdauer sowie der aktuelle Soll- und Istwert der Badtemperatur übersichtlich ablesen. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Die zu Beginn des Reinigungsprozesses aktivierbare Entgasungsfunktion (Degas) verstärkt die Reinigungswirkung des Ultraschalls zusätzlich. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0142
Reg. Markenzeichen	SONOREX ®
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960733220
EAN	4058072504885
Bruttogewicht	10
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	8.50000 kg
Volumen	900 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.45000 m
Verpackungshöhe	0.37500 m
Breite	100 mm
Verpackungstiefe	0.39000 m
Verpackungsvolumen	0.01612800 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	180 mm
Länge	205 mm
Bedienung über	Folientastatur
Spannung	230 V
Frequenz	35 KHz
Leistung	160 W
Badtiefe	180 mm
Volumen Wasserbad	0.6 l

