



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Bandelin Sonorex Super RK 100 H Ultraschallbad
mit Heizung, Innenmaß LxBxT 240x140x100mm,
Inhalt 2l, Ultraschall max. 320W**

**907,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Heizung für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer und Badtemperatur. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0119
Reg. Markenzeichen	SONOREX ®
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960721007
EAN	4058072504656
Bruttogewicht	5.9
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	5.40000 kg
Volumen	3000 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.36500 m
Verpackungshöhe	0.31500 m
Breite	160 mm
Verpackungstiefe	0.26500 m
Verpackungsvolumen	0.03046800 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	250 mm
Länge	260 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Spannung	230 V
Frequenz	35 KHz
Leistung	320 W
Badtiefe	250 mm
Volumen Wasserbad	2 l

