



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Bandelin Sonorex Super RK 1028 H  
Ultraschallbad mit Heizung, Innenmaß LxBxT  
500x300x200mm, Inhalt 19l, Ultraschall max.  
1200W**

**3.067,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

**Product Images**



## Beschreibung

---

Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Heizung für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer und Badtemperatur. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0155
Reg. Markenzeichen	SONOREX ®
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960723012
EAN	4058072505059
Bruttogewicht	6.2
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	5.20000 kg
Volumen	28000 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.36500 m
Verpackungshöhe	0.38000 m
Breite	325 mm
Verpackungstiefe	0.26500 m
Verpackungsvolumen	0.02149800 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	400 mm
Länge	535 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Spannung	230 V
Frequenz	35 KHz
Leistung	1200 W
Badtiefe	400 mm
Volumen Wasserbad	19 l

