



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Bandelin Sonorex Super RK 103 H Ultraschallbad  
mit Heizung, Innenmaß LxBxT 240x140x150mm,  
Inhalt 2,7l, Ultraschall max. 560W**

**1.319,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

**Product Images**



## Beschreibung

---

Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Heizung für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer und Badtemperatur. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0170
Reg. Markenzeichen	SONOREX ®
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960723003
EAN	4058072505202
Bruttogewicht	5.5
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	4.30000 kg
Volumen	4000 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	1.20000 m
Verpackungshöhe	0.74000 m
Breite	160 mm
Verpackungstiefe	0.80000 m
Verpackungsvolumen	0.03578800 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	310 mm
Länge	260 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Spannung	230 V
Frequenz	35 KHz
Heizleistung	200 W
Leistung	560 W
Badtiefe	310 mm

