



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Bandelin Sonorex Super RK 106 Ultraschallbad,
Innenmaß LxBxT 240x240x130mm, Inhalt 5,6l,
Ultraschall max. 480W**

**1.146,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hochleistungs-Ultraschallreiniger für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0096
Reg. Markenzeichen	SONOREX ®
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960723004
EAN	4058072504397
Bruttogewicht	8.9
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	7.60000 kg
Volumen	5600 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.65500 m
Verpackungshöhe	0.32000 m
Breite	265 mm
Verpackungstiefe	0.26500 m
Verpackungsvolumen	0.03930400 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	270 mm
Länge	265 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Spannung	230 V
Frequenz	35 KHz
Leistung	480 W
Badtiefe	270 mm
Volumen Wasserbad	4 l

