



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Bandelin Sonorex Super RK 255 H
Ultraschallbad mit Heizung, Innenmaß LxBxT
300x150x150mm, Inhalt 3,8l, Ultraschall max.
640W**

**1.484,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Heizung für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer und Badtemperatur. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0122
Reg. Markenzeichen	SONOREX ®
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960723007
EAN	4058072504687
Bruttogewicht	3.2
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.70000 kg
Volumen	5500 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.32000 m
Verpackungshöhe	0.20500 m
Breite	175 mm
Verpackungstiefe	0.23500 m
Verpackungsvolumen	0.05058900 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	295 mm
Länge	325 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Spannung	230 V
Frequenz	35 KHz
Heizleistung	280 W
Leistung	640 W
Badtiefe	295 mm

