



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bandelin Sonorex Super RK 31 H Ultraschallbad mit Heizung, Innenmaß LxBxT 190x85x60mm, Inhalt 0,6l, Ultraschall max. 160W

**456,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Heizung für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Die Badheizung wird durch einen Schalter aktiviert. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0364
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960720532
EAN	4058072507602
Bruttogewicht	10.1
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	8.60000 kg
Volumen	900 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.45000 m
Verpackungshöhe	0.37500 m
Breite	100 mm
Verpackungstiefe	0.39000 m
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	180 mm
Länge	205 mm
Frequenz	35 KHz
Leistung	160 W
Badtiefe	180 mm
Volumen Wasserbad	0.6 l

