



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Bandelin Sonorex Super RK 31 Ultraschallbad,
Innenmaß LxBxT 190x85x60mm, Inhalt 0,6l,
Ultraschall max. 160W**

**388,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hochleistungs-Ultraschallreiniger für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0187
Reg. Markenzeichen	SONOREX ®
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960721009
EAN	4058072505332
Bruttogewicht	3.2
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	2.80000 kg
Volumen	900 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.32000 m
Verpackungshöhe	0.20500 m
Breite	100 mm
Verpackungstiefe	0.23500 m
Verpackungsvolumen	0.01504000 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	180 mm
Länge	205 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Spannung	230 V
Frequenz	35 KHz
Leistung	160 W
Badtiefe	180 mm
Volumen Wasserbad	0.6 l

