



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin Sonorex Super RK 510 H Ultraschallbad mit Heizung, Innenmaß LxBxT 300x240x150mm, Inhalt 6,6l, Ultraschall max. 640W

**1.665,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Heizung für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer und Badtemperatur. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

Zusätzliche Informationen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | BL-0133 |
| Reg. Markenzeichen | SONOREX ® |
| Dual Use Kennzeichen | nein |
| Hersteller (Marke) | Bandelin |
| VGKL Nummer | 960723008 |
| EAN | 4058072504793 |
| Bruttogewicht | 11.6 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Nettogewicht | 9.70000 kg |
| Volumen | 9700 ml |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Ursprungsregion | Berlin |
| Verpackungsbreite | 0.45000 m |
| Verpackungshöhe | 0.42500 m |
| Breite | 265 mm |
| Verpackungstiefe | 0.39000 m |
| Verpackungsvolumen | 0.17791900 ccm |
| Zolltarifnummer | 84798997 |
| Höhe | 305 mm |
| Länge | 325 mm |
| Anzeige (Ablesen, Einstellen) | analog |
| Bedienung über | Drehknöpfe/Tasten |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 35 KHz |
| Heizleistung | 400 W |
| Leistung | 640 W |
| Badtiefe | 305 mm |

