



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Bandelin Sonorex Super RK 510 Ultraschallbad,  
Innenmaß LxBxT 300x240x150mm, Inhalt 6,6l,  
Ultraschall max. 640W**

**1.351,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

**Product Images**



## Beschreibung

---

Hochleistungs-Ultraschallreiniger für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0175
Reg. Markenzeichen	SONOREX ®
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960723026
EAN	4058072505240
Bruttogewicht	10.4
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	8.80000 kg
Volumen	9700 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.45000 m
Verpackungshöhe	0.37500 m
Breite	265 mm
Verpackungstiefe	0.39000 m
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	305 mm
Länge	325 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Spannung	230 V
Frequenz	35 KHz
Leistung	640 W
Badtiefe	305 mm
Volumen Wasserbad	6.6 l

