



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## **Bandelin Sonorex Super RK 512 H Ultraschallbad mit Heizung, Innenmaß LxBxT 300x240x200mm, Inhalt 8,7l, Ultraschall max. 860W**

**2.196,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

### **Product Images**



## Beschreibung

---

Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Heizung für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer und Badtemperatur. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0367
Reg. Markenzeichen	SONOREX ®
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960723024
EAN	4058072507909
Bruttogewicht	12.1
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	10.20000 kg
Volumen	13000 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.47500 m
Verpackungshöhe	0.38000 m
Breite	265 mm
Verpackungstiefe	0.44500 m
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	350 mm
Länge	325 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Spannung	230 V
Frequenz	35 KHz
Heizleistung	400 W
Leistung	860 W
Badtiefe	350 mm
Volumen Wasserbad	8.7 l

