



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bandelin Sonorex Super RK 52 H Ultraschallbad mit Heizung, Innenmaß LxBxT 150x140x100mm, Inhalt 1,2l, Ultraschall max. 240W

**860,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Heizung für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer und Badtemperatur. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0015
Reg. Markenzeichen	SONOREX ®
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960720553
EAN	4058072503628
Bruttogewicht	14.6
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	12.80000 kg
Volumen	1800 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Berlin
Verpackungsbreite	0.67000 m
Verpackungshöhe	0.56500 m
Breite	165 mm
Verpackungstiefe	0.47000 m
Verpackungsvolumen	0.02149800 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Höhe	225 mm
Länge	175 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Spannung	230 V
Frequenz	35 KHz
Leistung	240 W
Badtiefe	225 mm
Volumen Wasserbad	1.2 l

