



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Elma Ultraschallgerät, 2,75 l, ohne Heizung

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Robuste Ultraschallgeräte zur effizienten Reinigung von Glasteilen, Metallteilen, Bestecken und Kunststoffartikeln.

- Schwingwanne aus Edelstahl
- Ultraschall-Leistungsschwinger 37 kHz
- optimale Schallfeldverteilung durch zuschaltbare Frequenzmodulation
- Anzeige von Soll- und Restzeit
- LED-Temperaturanzeige
- Zeitschaltuhr und Dauerbetrieb
- Degas-Funktion

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GH-0032
Hersteller (Marke)	Elma
alte neoLab ArtikelNr.	2-3290
EAN	4058072171711
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	2750 ml
Breite	179 mm
Höhe	214 mm
Länge	300 mm
Tiefe	300 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	3.3 kg
Spannung	240 V
Reinigungsgeräte und Sterilisatoren Eigenschaften	mit Timer mit Dauerfunktion Verschluss/Deckel als Zubehör erhältlich
Frequenz	37 KHz
Leistung	80 W
Material Bad	Edelstahl
Badtiefe	100 mm
Badöffnung	137 x 240 mm

