



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Elma Ultraschallgerät 4,25 l, 2x300 HF, ohne Heizung

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Robuste Ultraschallgeräte zur effizienten Reinigung von Glasteilen, Metallteilen, Bestecken und Kunststoffartikeln.

- Schwingwanne aus Edelstahl
- Ultraschall-Leistungsschwinger 37 kHz
- optimale Schallfeldverteilung durch zuschaltbare Frequenzmodulation
- Anzeige von Soll- und Restzeit
- LED-Temperaturanzeige
- Zeitschaltuhr und Dauerbetrieb
- Degas-Funktion

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GH-0033
Hersteller (Marke)	Elma
alte neoLab ArtikelNr.	2-4151
EAN	4058072260873
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	4250 ml
Breite	179 mm
Höhe	264 mm
Länge	300 mm
Tiefe	300 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	4 kg
Spannung	240 V
Reinigungsgeräte und Sterilisatoren Eigenschaften	mit Timer mit Dauerfunktion Verschluss/Deckel als Zubehör erhältlich
Badtiefe	150 mm
Badöffnung	137 x 240 mm
Frequenz	37 KHz
Leistung	140 W
Material Bad	Edelstahl

