




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Elma Ultraschallgerät Mini, 0,8 l, 100 HF

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Robuste Ultraschallgeräte zur effizienten Reinigung von Glasteilen, Metallteilen, Bestecken und Kunststoffartikeln.

- Schwingwanne aus Edelstahl
- Ultraschall-Leistungsschwinger 37 kHz
- optimale Schallfeldverteilung durch zuschaltbare Frequenzmodulation
- Anzeige von Soll- und Restzeit
- LED-Temperaturanzeige
- Zeitschaltuhr und Dauerbetrieb
- Degas-Funktion

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GH-0040
Hersteller (Marke)	Elma
alte neoLab ArtikelNr.	2-4152
EAN	4058072260880
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	800 ml
Breite	116 mm
Höhe	178 mm
Länge	206 mm
Tiefe	206 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	2 kg
Spannung	240 V
Reinigungsgeräte und Sterilisatoren Eigenschaften	mit Timer mit Dauerfunktion Verschluss/Deckel als Zubehör erhältlich
Frequenz	37 KHz
Leistung	30 W
Material Bad	Edelstahl
Badtiefe	60 mm
Badöffnung	85 x 190 mm

