



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Ultraschallgerät, 750 ml

86,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kompaktes Ultraschallreinigungsgerät zum Reinigen von Brillen, Instrumenten und anderen Kleinteilen.

- mit Edeltank und Kunststoffkörbchen
- max. Füllmenge: 750 ml
- mit Timerfunktion
- Frequenz: 40 KHz

Zusätzlich mit CD-Halter.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3199
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072090234
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	750 ml
Breite	200 mm
Höhe	145 mm
Länge	175 mm
Tiefe	175 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	1.2 kg
Spannung	230 V
Reinigungsgeräte und Sterilisatoren Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Timer
Frequenz	40 KHz
Leistung	40 W
Material Bad	Edelstahl
Badtiefe	50 mm
Badöffnung	130 x 150 mm

