



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Heidolph Hei-VAP Core HL G3 XL -- EU-Kabel

**4.264,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ein auf das Wesentliche reduziertes Bedienkonzept: übersichtlich und jederzeit mit direktem Zugriff auf die Grundparameter Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur. Übersichtliches digitales Display zur Anzeige der Ist- und Set-Werte Zwei separate Drehknöpfe mit dynamischer Steuerung für die Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur: schnelles Drehen für große Sprünge, langsames Drehen für präzise Einstellung der Set-Werte Ein versehentliches Verstellen der Werte kann durch die Sperrfunktion ausgeschlossen werden Die Aktivität der Funktion ist durch LED-Ringe auch aus größerer Distanz gut erkennbar Einfaches Einstellen der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels des Verdampferkolbens von 20° bis 80° Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Heizbadtemperaturen über 50 °C Handlift Modell mit G3 XL Vertikalkühler: 2.200 cm² Kühlfläche für maximale Verdampfungsleistung! Standby-Taste stoppt alle Funktionen

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BH-1906
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072780388
Bruttogewicht	24.62
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	17.96000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.56000 m
Verpackungshöhe	0.55000 m
Verpackungstiefe	0.77000 m
Verpackungsvolumen	0.23700000 ccm
Zolltarifnummer	84194000

