



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Hei-VAP Core ML G5 -- EU-Kabel

4.852,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ein auf das Wesentliche reduziertes Bedienkonzept: übersichtlich und jederzeit mit direktem Zugriff auf die Grundparameter Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur. Übersichtliches digitales Display zur Anzeige der Ist- und Set-Werte Zwei separate Drehknöpfe mit dynamischer Steuerung für die Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur: schnelles Drehen für große Sprünge, langsames Drehen für präzise Einstellung der Set-Werte Ein versehentliches Verstellen der Werte kann durch die Sperrfunktion ausgeschlossen werden Die Aktivität der Funktion ist durch LED-Ringe auch aus größerer Distanz gut erkennbar Einfaches Einstellen der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels des Verdampferkolbens von 20° bis 80° Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Heizbadtemperaturen über 50 °C Motorlift Modell mit G5 Trockeneiskühler Standby-Taste stoppt alle Funktionen und fährt bei Motorlift Modellen den Verdampferkolben aus dem Heizbad Informieren Sie sich über die Unterschiede im Vergleich zur Konfiguration mit dem G3XL-Kondensatkühler und der Verwendung eines Umlaufkühlers.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1950
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072780920
Bruttogewicht	25.57
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	18.78000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.56000 m
Verpackungshöhe	0.55000 m
Verpackungstiefe	0.77000 m
Verpackungsvolumen	0.23700000 ccm
Zolltarifnummer	84194000

