



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Hei-VAP Expert Control ML G3 XL -- EU-Kabel

6.375,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ergänzt den Hei-VAP Expert um eine Vielzahl smarterer Funktionen und schafft den Überblick über alle Parameter und den laufenden Prozess. 5" Touchdisplay zur Kontrolle des Gesamtsystems inklusive des Vakuums und der Kühltemperatur Motorlift Modell mit G3 XL Vertikalkühler: 2.200 cm² Kühlfläche für maximale Verdampfungsleistung! Zum genauen Monitoring symbolisiert das Piktogramm auf dem Display zusätzlich aktive Funktionen Separate Drehregler für den Schnellzugriff: der rechte zur direkten Vakuumsteuerung, der linke für die Rotation Einstellung der Werte wahlweise über das Touchdisplay oder die separaten Drehregler im Schnellzugriff Direktzugriff auf Favoriten über Kurzwahlspeicher Erweiterbare Lösungsmittelbibliothek: eigene Favoriten können mit USB-Stick auf weitere Geräte übertragen werden Eigene Verdampfungsprozesse (Rampen) definieren und abspeichern Automatisch Verdampfen mit dem Dynamic AUTOaccurate Programm (DAA). Komfortabel und anpassbar von der Schaumvermeidung bis zur hocheffizienten Verdampfung Mit USB- und Micro-SD-Schnittstellen zur einfachen Installation von Softwareupdates und Übertragung von individuellen Favoriten von einem Gerät auf ein anderes

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1997
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072782092
Bruttogewicht	26.9
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	20.24000 kg
Drehzahl MAX	280 U/Min
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.56000 m
Verpackungshöhe	0.55000 m
Verpackungstiefe	0.77000 m
Verpackungsvolumen	0.23700000 ccm
Zolltarifnummer	84194000
Drehzahl MIN	10 U/Min

