



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Hei-VAP Expert Control ML G5 -- EU-Kabel

6.731,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ergänzt den Hei-VAP Expert um eine Vielzahl smarterer Funktionen und schafft den Überblick über alle Parameter und den laufenden Prozess. 5" Touchdisplay zur Kontrolle des Gesamtsystems inklusive des Vakuums und der Kühltemperatur Motorlift Modell mit G5 Trockeneiskühler Zum genauen Monitoring symbolisiert das Piktogramm auf dem Display zusätzlich aktive Funktionen Separate Drehregler für den Schnellzugriff: der rechte zur direkten Vakuumsteuerung, der linke für die Rotation Einstellung der Werte wahlweise über das Touchdisplay oder die separaten Drehregler im Schnellzugriff Direktzugriff auf Favoriten über Kurzwahlspeicher Erweiterbare Lösungsmittelbibliothek: eigene Favoriten können mit USB-Stick auf weitere Geräte übertragen werden Eigene Verdampfungsprozesse (Rampen) definieren und abspeichern Automatisch Verdampfen mit dem Dynamic AUTOaccurate Programm (DAA). Komfortabel und anpassbar von der Schaumvermeidung bis zur hocheffizienten Verdampfung Mit USB- und Micro-SD-Schnittstellen zur einfachen Installation von Softwareupdates und Übertragung von individuellen Favoriten von einem Gerät auf ein anderes Informieren Sie sich über die Unterschiede im Vergleich zur Konfiguration mit dem G3XL-Kondensatkühler und der Verwendung eines Umlaufkühlers.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-2000
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072782184
Bruttogewicht	27.42
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	280 U/Min
Nettogewicht	20.52000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.56000 m
Verpackungshöhe	0.55000 m
Verpackungstiefe	0.77000 m
Verpackungsvolumen	0.23700000 ccm
Zolltarifnummer	84194000
Drehzahl MIN	10 U/Min

