



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Hei-VAP Expert ML G5 -- EU-Kabel

5.563,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur können exakt am digitalen Touchdisplay oder – für den schnellen Zugriff im Prozess – direkt über Drehregler am Bedienpanel eingestellt werden. Zentrales Bedienteil mit 5“ Touchdisplay Motorlift Modell mit G5 Trockeneiskühler Übersichtliche Anzeige aller Werte (Basic und Advanced Modi) Mit Timer, Limitierung der Heiztemperatur, mehrsprachigem Menü und Textanzeige bei Fehlermeldungen Separate Drehregler für Rotation und Heiztemperatur mit Sperrfunktion gegen versehentliches Verstellen LED-Ringe und Piktogramm zur Anzeige der Aktivität auch aus der Distanz Integrierte Lösungsmittelbibliothek zur Erleichterung der Einstellung des benötigten Vakuums an einem externen Vakuumregler USB- und Micro-SD-Schnittstellen Optionale Siedetemperaturanzeige Nachträgliches Upgrade auf Hei-VAP Expert Control mit Vakuum- und Kühlerkontrolle möglich Informieren Sie sich über die Unterschiede im Vergleich zur Konfiguration mit dem G3XL-Kondensatkühler und der Verwendung eines Umlaufkühlers.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1990
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072781880
Bruttogewicht	25.74
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	280 U/Min
Nettogewicht	18.98000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.56000 m
Verpackungshöhe	0.55000 m
Verpackungstiefe	0.77000 m
Verpackungsvolumen	0.23700000 ccm
Zolltarifnummer	84194000
Drehzahl MIN	10 U/Min

