



Heidolph Promax 1020 -- EU-Kabel

Artikelbilder



Beschreibung

Der Temperierbare mit einem Belastungsgewicht von 5 kg Der Reziproschüttler der 1000er Reihe lässt sich problemlos in das modulare Inkubatorsystem integrieren. Dadurch ist es möglich, temperierte Anwendungen erfolgreich durchzuführen. Auch die Reinigung von Proteinen bei 4 °C ist mit dem Promax 1020 durchführbar. Mit einer Nutzfläche von 290 x 258 mm finden die verwendeten Gefäße genügend Platz. Mit einem Hubweg von 32 mm und bei einer Drehzahl von 30 – 250 U/min ist eine ordentliche Separation der Proben garantiert. Die integrierte Timerfunktion ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb, sodass Sie sich unbesorgt anderen Aufgaben widmen können. Das akustische Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit signalisiert das Beenden des Schüttelvorgangs. Ergänzt mit der passenden Halterung für Scheidetrichter können auf dem Promax 1020 maximal vier Stück zwischen 50 und 100 ml sicher fixiert werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1761
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	524154320
EAN	4058072779108
Bruttogewicht	10.22
Nettogewicht	8.76000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.38000 m
Verpackungshöhe	0.29000 m
Verpackungstiefe	0.47000 m
Verpackungsvolumen	0.05200000 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Bewegung	oszillierend/ linear
belastbar bis	5 kg

