



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Thermomixer F1.5 für 24x Reaktionsgefäße 1,5 ml

**2.987,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## **Eppendorf Thermomixer®F1.5**

Die Routineanwendungen Mischen und Erhitzen können mit diesem Produkt zuverlässig im Labor bewältigt werden. Die neuen Modelle mit fixierten Block bieten durch die Anti-Spill-Technologie und Mix-Control eine herausragende Mischergebnisse. Die perfekte Wärmeisolation der Thermoblöcke ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit 1,5 mL-Reaktionsgefäßen oder Platten.

Zuverlässige und bedenkenlose Temperierung durch Vermeidung der Kondensatbildung am Deckel und an den Wänden kann durch den beheizbaren Deckel ThermoTop® erreicht werden. ThermoTop ist für alle Thermomixer F geeignet.

Die separat zu bestellenden Deckel passen auf alle Modelle der ThermoMixer® F-Serie.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1812
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-5044
EAN	4058072418656
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	1500 U/Min
Farbe	Weiß
Breite	206 mm
Höhe	170 mm
Länge	304 mm
Tiefe	304 mm
geeignet für	Reaktionsgefäße
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	6.3 kg
Spannung	230 V
Typ Schnittstelle	USB
für Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C
Schüttler Eigenschaften	programmierbar mit stufenloser Drehzahlregelung mit Timer mit Drehzahlüberwachung mit Dauerfunktion
Amplitude	3 mm
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Auflösung °C	1 °C
Bewegung	vibrierend kreisend
Drehzahl MIN	300 U/Min
Heizrata	11 °C/ Min
Kapazität	24
Leistung	230 W
Material Block	Aluminium

Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	70.0 %
Plätze (BxL)	3 x 8
Temp MIN über Umgebungstemperatur	0 °C
Temp.-Genauigkeit	+/- 0.5 °C
Typ Schüttler	Thermoschüttler
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml

