



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf ThermoStat™ C, Grundgerät ohne Thermoblock, 220 - 240 V/50 - 60 Hz

2.135,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Für viele Experimente werden sehr genaue, schnelle Heiz- und Kühschritte benötigt. Genaue Temperaturregelung wird beim ThermoStat C durch den Einsatz von optimal abgestimmten Heiz- und Kühlelementen erreicht (Peltier-Technologie).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1811
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106983019
EAN	4058072168827
Bruttogewicht	6
HSNummer	90268080
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	4.40000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.40000 m
Verpackungshöhe	0.32000 m
Verpackungstiefe	0.30000 m
Verpackungsvolumen	39000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	90268080
Spannung	230 Volt

