



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Heidolph Multi Reax -- EU-Kabel

**1.595,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Der Vielfältige mit 3 mm Schüttelorbit Ein hoher Probendurchsatz gehört zu den alltäglichen Herausforderungen, die analytische Labore zu bewältigen haben. Oftmals müssen mehrere Analysen gleichzeitig vorbereitet werden. Für eine Vereinfachung dieser Prozesse und des allgemeinen Arbeitsablaufs wurde ein Multi-Vortexer entwickelt. Dieser kann zwischen 12 ( $\varnothing = 16\text{--}32\text{ mm}$ ) und 26 ( $\varnothing = 10\text{--}16\text{ mm}$ ) Tubes (Falcon Tubes oder Greiner Röhrchen) aufnehmen. Auch Reaktionsgefäße mit Schnappdeckel („Eppis“ oder Eppendorff Cups) finden sicheren Halt. Der 3 mm Schüttelorbit sowie eine Drehzahlregelung von 150–2.000 U/min garantieren ausgezeichnete Mischergebnisse. Der integrierte Timer (bis zu 999 Minuten) ermöglicht die automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf der Zeit wird ein Signalton ausgesendet. So kann man auch bei der gleichzeitigen Erledigung mehrerer Aufgaben sicher sein, Arbeitsabläufe kontinuierlich fortzuführen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BH-1797
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	524145100
EAN	4058072779450
Bruttogewicht	12.2
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	10.70000 kg
Drehzahl MAX	2000 U/Min
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.38000 m
Verpackungshöhe	0.29000 m
Verpackungstiefe	0.47000 m
Verpackungsvolumen	0.05200000 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Drehzahl MIN	150 U/Min

