



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Polymax 1040 (5° Neigungswinkel) -- EU-Kabel

1.782,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Temperierbare Das Gerät der 1000er-Reihe kann in das Inkubatorsystem integriert werden. Dadurch ist es möglich, temperierte Applikationen mit dem Polymax 1040 durchzuführen. Bis zu einem Belastungsgewicht von 5 kg können alle erforderlichen Proben auf dem Taumler bewegt werden. Die Geschwindigkeit des Taumlers lässt sich von 2–50 U/min einstellen. Das Gerät kann per Dauerbetrieb oder mit Timer (max. 120 Minuten) betrieben werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1770
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	524142205
EAN	4058072779191
Bruttogewicht	9.78
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	8.28000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.38000 m
Verpackungshöhe	0.29000 m
Verpackungstiefe	0.47000 m
Verpackungsvolumen	0.05200000 ccm
Zolltarifnummer	84798200

