



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Polymax 2040 (5° Neigungswinkel) -- EU-Kabel

2.922,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Belastbare Mit einer Nutzfläche von 390 x 340 mm ist der Polymax 2040 der optimale Schüttler für den erhöhten Probendurchsatz. Da er mit einer zweiten Etage ausgestattet werden kann, lässt sich die Fläche sogar verdoppeln.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1749
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	524140005
EAN	4058072778989
Bruttogewicht	15.62
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	13.06000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.52000 m
Verpackungshöhe	0.33000 m
Verpackungstiefe	0.53000 m
Verpackungsvolumen	0.09100000 ccm
Zolltarifnummer	84798200

