



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Reax 2 -- EU-Kabel

1.235,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Kompakte für kleine Volumina Der Reax 2 mit dem optionalen Adapter für Reagenzgläser ist zum gleichzeitigen Mischen von bis zu 20 Gefäßen mit Durchmessern von 10–18 mm ausgelegt. Dies entspricht dem Umfang von klassischen Reagenzgläsern oder 15-ml-Falcon-Tubes. Alternativ können Sie Ihr komplettes Rack in den Universaladapter (Breite: 230 mm, Höhe min./max.: 45 mm/160 mm) des Überkopfschüttlers einspannen. Mit einem soliden Metallrahmen versehen, steht seine Konstruktion für äußerste Belastbar- und Zuverlässigkeit. Sie garantiert Sicherheit auch bei unbeaufsichtigtem Dauerbetrieb.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1737
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072778873
Bruttogewicht	5.4
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	4.80000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.23000 m
Verpackungshöhe	0.26000 m
Verpackungstiefe	0.59000 m
Verpackungsvolumen	0.03500000 ccm
Zolltarifnummer	84798200

