



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Heidolph Reax 20 / 12 -- 1-16rpm -- EU-Kabel

**4.366,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Der Belastbare mit einer Aufnahmekapazität von bis zu 12 Flaschen (Abbildung ähnlich) Der Reax 20 ist ein optimaler Schüttler für die Verarbeitung und Lagerung von Proben, die zur Sedimentation neigen. Die Anwendungsgebiete reichen von der Umwelttechnik, über die Lackverarbeitung bis zur Qualitätssicherung in der Werkstoffindustrie. Das maximal zulässige Aufnahmegewicht ist 30 kg, sodass auch Proben mit einem hohen Feststoffanteil ordentlich durchmisch werden. Da sich bei diesem Gerät große Kräfte in Bewegung setzen, ist es zur Ihrer Sicherheit mit einem Not-Aus-Schalter versehen. Dieser Überkopfschüttler kann entweder mit einer Aufnahmekapazität für 4 , 8 oder 12 Flaschen bestellt werden. Auch für Mischzylinder oder Weithalsflaschen geeignet.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BH-1734
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	524120012
EAN	4058072778842
Bruttogewicht	46
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	32.20000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.80000 m
Verpackungshöhe	0.75000 m
Verpackungstiefe	1.20000 m
Verpackungsvolumen	0.72000000 ccm
Zolltarifnummer	84798200

